

Zahnfleischpflege Prophylaxe-Gel



Manufacturer: Apeiron

Order ID: A9834

Price: 8.95 €

Product description:

lokal anwendbar für empfindliches & zu Reizungen neigendes Zahnfleisch

Apeiron Auromère® Zahnfleischpflege Prophylaxe-Gel

Intensivpflege mit Salbei & Neem für empfindliches, problematisches Zahnfleisch.

Die Kombination spezieller pflanzlicher Wirkstoffe aus Salbei, Neem, Nelke, Canola und Pfefferminz pflegen besonders sehr empfindliches oder trockenes, zu Reizungen, Aphten, Schwellungen und Blutungen neigendes Zahnfleisch. Durch die Anwendung direkt am Zahnfleisch kann das intensive Pflegegel seine regenerierende und angenehm kühlende Wirkung optimal entfalten. Ideal auch bei Druckstellen und Irritationen durch Prothesen oder Zahnspangen an Mundschleimhaut und Gaumen.

Das natürlich pflegende Prophylaxe-Gel unterstützt den physiologisch intakten Zustand des Zahnfleisches und trägt bei regelmäßiger Anwendung dazu bei, unangenehmen, pflegebedürftigen Veränderungen vorzubeugen.

- Zuckerfrei, angenehmer Geschmack, für Kinder geeignet
- mit Salbei, Neem & Nelke für gepflegtes, intaktes Zahnfleisch

Voraussetzung für die Gesunderhaltung des Zahnfleisches, als wichtiger Teil des Zahnhalteapparates bedarf, ist eine regelmäßige Mund- und Zahnpflege. Apeiron Auromère® Zahnfleischpflege Prophylaxe-Gel ergänzt und unterstützt die tägliche Mundhygiene.

Vegan

Ingredients:

Aqua (water), Glycerin, Salvia officinalis (sage) leaf extract*, Eugenia caryophyllus bud oil, Canola oil, Melia azadirachta leaf extract, Mentha piperita (peppermint) oil*, Sclerotium gum, Xanthan gum, Citric acid, Alcohol, Limonene**, Eugenol**, konserviert mit / preserved with: Sodium benzoate, Potassium sorbate

* from certified organic agriculture

** from natural essential oils

Tips from Gabi Köberl:

Mehrmals täglich mit einem sauberen Finger oder Wattestäbchen auftragen und einmassieren.

Tipp:

- zuckerfrei, angenehm im Geschmack, für Kinder geeignet
- zur Vorbeugung und Regeneration von Irritationen an Zahnfleisch und Gaumen
- beim Tragen / Anpassen von Zahnersatz, Prothesen, Spangen oder kieferorthopädischen Apparaturen zur Zahnfleischmassage und Befeuchtung von trockenem Zahnfleisch geeignet